



DUALSONIC
Professional

LIFTING SIN CIRUGÍA

WWW.DUALSONICPROFESSIONAL.COM



BELLEZA INALÁMBRICA, MÓVIL

DUALSONIC
Professional

¿QUÉ ES DUALSONIC PROFESSIONAL?

El dispositivo Dualsonic Professional emplea HIFU (ultrasonidos focalizados de alta intensidad) para el tratamiento antienvjecimiento y el lifting facial. En resumen, se utiliza para realizar un lifting facial sin necesidad de cirugía. Se trata de un tratamiento no invasivo, indoloro, rápido y sencillo de aplicar, que no requiere tiempo de recuperación.

Con un peso de menos de 400g, esta máquina iguala la potencia y la eficacia de las grandes máquinas profesionales HIFU, que, debido a su tamaño y elevado costo, solo están al alcance de algunos salones de belleza y no son dispositivos adecuados para uso personal en el hogar o la oficina. Fácil de operar y de utilizar de manera segura, Dualsonic Professional es apta tanto para uso profesional como personal.

Dualsonic Professional es preciso, eficiente y eficaz en los tratamientos de rostro y cuello. Incluye un cartucho desmontable para tratamientos faciales que se puede ajustar tanto en fuerza como en profundidad de aplicación en la piel. No es necesario cambiar el cartucho para abordar diferentes profundidades. Además, está patentado como la única máquina en el mercado capaz de trabajar en dos profundidades de piel simultáneamente al activarse en modo Dual. El dispositivo se suministra con un cartucho adicional para las áreas más delicadas alrededor de los ojos, que se enfoca en las capas superficiales de la piel sin afectar las capas más profundas.

WWW.DUALSONICPROFESSIONAL.COM

¿QUÉ ES HIFU Y CUÁL ES SU FUNCIONAMIENTO?

HIFU son las siglas de Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad. Este tratamiento cosmético relativamente novedoso se utiliza para el tensado de la piel y el antienvjecimiento, considerándose una alternativa no invasiva e indolora a los liftings faciales. Emplea energía ultrasónica focalizada de manera precisa, controlada y dirigida hacia el tejido cutáneo específico que necesita tratamiento.

El HIFU emplea energía ultrasónica focalizada para dirigirse a las capas dérmicas situadas justo debajo de la superficie. La energía ultrasónica provoca un calentamiento rápido del tejido. Una vez que las células en la zona objetivo alcanzan una temperatura específica, experimentan un daño celular. Aunque esto pueda parecer contradictorio, el daño en realidad estimula a las células a generar más colágeno, una proteína que otorga estructura a la piel. El incremento de colágeno resulta en una piel más tensa, firme, suave e hidratada.

Dado que los rayos ultrasónicos de alta frecuencia se concentran en un tejido específico situado debajo de la superficie cutánea, no se ocasionan daños en las capas superiores de la piel ni en el tejido circundante.

Los resultados completos se pueden observar después de 12 semanas desde el inicio del tratamiento, aunque algunos cambios pueden comenzar a ser evidentes ya en la primera semana. Sin embargo, los efectos del tratamiento aumentarán y progresarán a medida que la piel complete su ciclo cutáneo natural. Este ciclo de renovación celular dura aproximadamente 28 días y se produce de manera natural a lo largo de nuestras vidas. Por ello, se pueden esperar resultados completos a partir de las 12 semanas, y la mejora continua se manifestará plenamente hasta los 6 meses desde el inicio del tratamiento. Todo esto depende del estado inicial de la piel, la edad y el estilo de vida.

MUY EFICAZ.....

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE TRATAMIENTO

DUALSONIC
Professional

WWW.DUALSONICPROFESSIONAL.COM



DUALSONIC
Professional

BENEFICIOS DE LOS TRATAMIENTOS DUALSONIC PROFESSIONAL

DUALSONIC PROFESSIONAL se especializa en proporcionar un efecto lifting, tensando la piel del rostro y combatiendo las arrugas.

Los tratamientos Dualsonic Professional producen una piel suave, firme, hidratada y rejuvenecida, así como una tez más luminosa y tonificada.


Esto se logra mediante la aplicación de tratamientos en la región del rostro y el cuello, abordando las siguientes áreas de preocupación:

- * Elevación de cejas
- * Arrugas periorculares
- * Elevación de papada
- * Elevación facial completa y antiarrugas
- * Reducción del surco nasolabial
- * Elevación y tensado del cuello

Elija un estiramiento facial completo o tratamientos en áreas específicas

ELEVANDO LA BELLEZA
... ELEVANDO LA AUTOESTIMA.

WWW.DUALSONICPROFESSIONAL.COM



¿CÓMO SE COMPARA DUALSONIC PROFESSIONAL CON OTROS TRATAMIENTOS?

El diagrama anterior ilustra las comparaciones entre las diversas tecnologías de tratamiento a lo largo de los años, destacando la eficacia superior de DUALSONIC PROFESSIONAL con tecnología HIFU, que alcanza las capas más profundas de la piel, hasta el SMAS.

El tratamiento a nivel de la piel del SMAS es sumamente eficaz para incrementar la firmeza, tensar y elevar las capas superiores. La energía ultrasónica actúa sobre la capa del SMAS en contacto con el músculo, promoviendo la generación de colágeno y elastina.


La mayoría de los tratamientos disponibles en el mercado, como la radiofrecuencia y el láser, no logran alcanzar el nivel SMAS, lo que convierte a Dualsonic Professional en una opción más efectiva con resultados duraderos.

¿QUÉ DISTINGUE A DUALSONIC PROFESSIONAL?



- Compacto y ecológico, lo que facilita su almacenamiento y transporte.
- Requiere una inversión inferior en comparación con los tratamientos profesionales convencionales de Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad (HIFU).
- Experiencia sin molestias.
- Diseño intuitivo, apto tanto para uso profesional como personal.
- Sesión breve de 10 a 20 minutos de duración.
- Sin tiempo de inactividad; no requiere periodo de recuperación.
- Inalámbrico y portátil; se puede utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar una vez que ha sido cargado.
- Incluye un accesorio adicional para el área del contorno de ojos.
- Profundidad de impacto regulable sin necesidad de cambiar accesorios.
- Patente registrada: Opera a dos profundidades de manera simultánea con la función Modo Dual.
- RESULTADOS CLÍNICAMENTE DEMOSTRADOS Y CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD para Europa, EE. UU., CE, FCC, fabricado en Corea del Sur

DUALSONIC
Professional



PREGUNTAS FRECUENTES

TIEMPO DE TRATAMIENTO: 10-20 MINUTOS, DEPENDIENDO DEL TAMAÑO DEL ÁREA A TRATAR.

¿SE REQUIERE ANESTESIA?: NINGUNA, SOLO LA APLICACIÓN DE GEL ULTRASÓNICO.

TIEMPO DE RECUPERACIÓN: NINGUN.

RESULTADOS: GRADUALES, CON RESULTADOS COMPLETOS EN UN PLAZO DE 3-6 MESES DESDE EL PRIMER TRATAMIENTO.

DURACIÓN DE LOS RESULTADOS: 6-18 MESES.

¿CON QUÉ FRECUENCIA SE DEBE APLICAR EL TRATAMIENTO?

2 A 3 SEMANAS ENTRE TRATAMIENTOS

¿CUÁNTOS TRATAMIENTOS SE DEBEN APLICAR?

DEPENDE DE LA CONDICIÓN DE LA PIEL DE CADA INDIVIDUO Y DE LOS RESULTADOS QUE SE DESEEN ALCANZAR.

¿CUÁNTO TIEMPO SE NECESITA PARA CARGAR COMPLETAMENTE EL DISPOSITIVO?

2 HORAS 30 MINUTOS

¿CUÁNTO TIEMPO SE MANTIENE UNA CARGA COMPLETA DURANTE SU USO?

1 HORA 30 MINUTOS

¿CUÁNTO TIEMPO ABARCA EL PERÍODO DE GARANTÍA?

1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ADQUISICIÓN

¿SE OFRECE ALGÚN TIPO DE FORMACIÓN?

SÍ, CURSOS EN LÍNEA Y PRESENCIALES PARA USO PERSONAL O PROFESIONAL.

¿ES SEGURO UTILIZARLO?

SÍ, POSEE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES DE SEGURIDAD.

The image features two Dualsonic Professional handheld devices, which are white with gold-colored accents. They are positioned diagonally across the frame, resting on a white, draped fabric background. The device in the foreground is more prominent, showing its handle with a gold-colored grip and a gold-colored band with the text "Shot Area". The device in the background is slightly behind and to the right. Both devices have a black rectangular label with the word "DUALSONIC" in white capital letters. The text "DUALSONIC Professional" is printed in a smaller font on the side of each device.

LIFTING SIN CIRUGÍA

www.dualsonicprofessional.com

DUALSONIC
Professional